

2.5.1: Coloración de azul de metileno (tinción simple, directa, positiva)

Se cubre el frotis ya fijado con la solución de colorante durante aproximadamente 5 minutos. Lavar con agua, secar y observar al microscopio.

This page titled [2.5.1: Coloración de azul de metileno \(tinción simple, directa, positiva\)](#) is shared under a [not declared](#) license and was authored, remixed, and/or curated by [María M. Reynoso, Carina E. Magnoli, Germán G. Barros y Mirta S. Demo](#).